


患者ベッドに設置し、医療従事者様をウイルス感染症から守る

折りたたみ陰圧ブース 病床用



ブース内部を陰圧に保ち、ブース外部へのウイルス拡散を防止



特許出願中

 省スペース
約1/3
サイズ

製品動画



工具不要でカンタンに折りたためる

- ブース内部から吸気した空気をHEPAフィルターで処理し、ブース外部へ安全に排気します。
- HEPAクリーンユニットを設置したまま折りたたむことができます。
- 前後左右自在に動かせる双輪キャスター付きでカンタンに移動できます。
- 転倒防止設計で安全にご使用いただけます。

ワクチン接種

検体隔離

人工透析

ワクチン接種、検体隔離、人工透析に対応したブース設計のほか、様々なご要望をオーダーメイドにて承りますので、お気軽にご相談ください。

型番	展開時 外寸(mm)	収納時 外寸(mm)	内寸(mm)	給気風量 (m ³ /min)	排気風量 (m ³ /min)	電源・入力	価格(税別)
DCT-3	W3010×D1280×H1898	W930×D1280×H1830	W2300×D1160×H1770	1.0	4.0	AC100V 36W+39W(50Hz)	¥1,300,000
DCT-9	W3110×D1650×H2000	W878×D1650×H2000	W2400×D1650×H1800	1.0	4.0	38W+41W(60Hz)	¥1,800,000


 ISO9001 / ISO14001
の認証を取得しています。

製品の内容に関するお問い合わせ窓口

☎ 072-806-7800 ✉ info@s-shin-ei.co.jp



本 社 〒574-0057 大阪府大東市新田西町1番10号
TEL/072-806-7800 FAX/072-806-7801

関東営業所 〒336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵3丁目4-3
TEL/048-747-7300 FAX/048-747-7880

<https://www.s-shin-ei.co.jp>

ご用命は当代理店まで